

Instrukcja pobierania wymazu z nosogardzieli

1. Wymaz pobieramy za pomocą wymazówki z zestawu transportowego.
2. Pacjent z głową lekko przechyloną do tyłu powinien głęboko oddychać.
3. Należy poprosić pacjenta o szerokie otwarcie ust.
4. Używając szpatułki docisnąć język ku dołowi, co pozwala na uniknięcie kontaminacji wymazu śliną. Konieczne jest jasne światło skierowane w stronę jamy ustnej pacjenta, w celu uwidocznienia miejsca pobrania materiału.
5. Sterylny patyczek wymazowy wyjąć z zestawu od strony uchwyty (należy uważać, aby nie dotknąć wacika i patyczka).
6. Wprowadzić delikatnie patyczek za języczkiem podniebiennym ku górze, aż dotknie tylnej ściany jamy nosowo-gardłowej. Wykonuje się wtedy ruchy wacika ku dołowi i ku górze w celu potarcia ściany gardła (należy zwrócić uwagę na miejsca zmienione zapalnie) Przy pobieraniu wymazu unikać dotykania powierzchni jamy ustnej.
7. Patyczek wymazowy z pobranym materiałem umieścić w probówce z pożywką (bez dotykania wacikiem jej ścianek).
8. Probówkę zakręcić i podpisać (nazwisko i imię pacjenta i datę pobrania).
9. Pobrany materiał wraz z wypełnioną ankietą przekazać jak najszybciej do Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii PSSE w Słupsku.
10. Nie wymaga się warunków chłodni na czas transportu i przechowywania wymazu.